


# MONOZIR *ultra*<sup>®</sup>

- Alta translucidez
- Estética
- Innovador




# MONOZIR *ultra*<sup>®</sup>

## Material, indicaciones y propiedades

MonoZir Ultra<sup>®</sup> es una combinación única de un zirconio tradicional y una cerámica Ultra translúcida. MonoZir Ultra<sup>®</sup> es más fuerte que una cerámica y tiene más translucidez que un zirconio tradicional. MonoZir Ultra<sup>®</sup> sirve sobre todo para coronas / puentes en (pre)molares.


### Material



### Indicación

Indicación		MonoZir Ultra <sup>®</sup>	MonoZir
Posterior	Corona	★ ★ ★	★
	Inlay/Onlay	★ ★ ★	★
Puede	Anterior -3 pzs	★	★ ★
	Posterior -3 pzs	—	★ ★ ★
	Más de 4 pzs	—	★ ★ ★
Propiedades	Translucidez	hoog	
	Resist. Flexión	hoog	

### Propiedades



### Contra-indicaciones

